



Créez l'æ-motion  
avec **G-ænial**  
de GC.



Dr. Tapia, Espagne

**La recherche est terminée.**

Pour une restauration universelle avec une incroyable esthétique « invisible », ne cherchez pas plus loin ... essayez G-ænial de GC.

Vous recherchez le moyen le plus facile de créer l'invisibilité dans vos restaurations? GC présente G-ænial Anterior et Posterior, deux matériaux de restauration photopolymérisables développés grâce à l'expérience et les connaissances de GC dans les matériaux dentaires et aux des suggestions des fidèles utilisateurs du GC Gradia Direct.

Avec G-ænial vous pouvez compter sur les années d'expérience et notre savoir-faire pour renforcer votre talent et votre capacité à rendre naturelle chaque restauration.

G-ænial – un matériau de restauration agréable et esthétique indiqué pour toutes les restaurations en technique mono teinte comme multi teintes.

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Tel. +32.16.74.10.00  
info@gceurope.com  
<http://www.gceurope.com>


GC FRANCE s.a.s.  
Tel. +33.1.49.80.37.91  
info@france.gceurope.com  
<http://france.gceurope.com>

**'GC'**



## La réflectivité naturelle crée des restaurations naturelles

L'effet caméléon qui peut être obtenu avec une seule teinte de G-ænial est d'une telle qualité que la restauration non seulement se fond à la dent naturelle environnante mais elle devient **esthétiquement invisible**. Une des principales raisons de ce phénomène réside dans la composition diversifiée du G-ænial, qui imite les **capacités de réflexion de la dent naturelle**.



## Concept de teinte avant-gardiste

G-ænial offre une grande souplesse d'utilisation au dentiste. Toutes les techniques sont possibles avec G-ænial : de l'esthétique invisible avec **une seule teinte** au chef-d'oeuvre esthétique par stratification en **multi teintes**. Pour les cas les plus courants, l'utilisation des **teintes Standard** est suffisante pour garantir des résultats esthétiques : ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Mais, il arrive parfois que la technique multi-teintes soit préférée, par exemple lorsqu'une restauration plus importante est nécessaire. La gamme G-ænial propose deux types de teintes supplémentaires, appelées Special Shades (teintes spéciales) placées sous (**teinte Inside pour accentuer l'opacité**) ou sur (**teinte Outside pour la transparence**) une teinte standard.



Une technique courante en dentisterie restauratrice consiste à associer la couleur et la translucidité à « l'âge » de l'émail naturel du patient. Le choix de la teinte émail se fera dès lors avec **Junior Enamel (JE)** pour les patients jeunes, **Adult Enamel (AE)** pour les patients adultes et **Senior Enamel (SE)** pour les patients âgés.



## Manipulation sans effort

G-ænial est l'un des rares matériaux composite que l'on peut qualifier de convivial, non seulement en raison de son système de teintes avancé mais aussi parce qu'il s'agit d'un composite unique qui offre une manipulation sans effort. La consistance du **G-ænial Anterior** est la même que celle du Gradia Direct Anterior. Ce matériau a été testé pendant plus de 6 ans et sa facilité de manipulation a été unanimement saluée. La viscosité du **G-ænial Posterior** a été adaptée en conséquence pour le rendre plus condensable. Du fait de cette consistance, G-ænial Posterior est facile à sculpter, thixotrope et s'adapte idéalement aux parois de la cavité.



## Un suivi simplifié

Même s'ils sont esthétiquement invisibles, G-ænial Anterior et Posterior sont facilement identifiables par radiographies. Dotée de la technologie HDR unique et brevetée (**High-Density Radiopaque**), la radioopacité du G-ænial est considérablement accrue sans pour autant compromettre l'esthétique.




Dr. Sabbagh, Belgique

## Des propriétés physiques idéales pour des restaurations superbes et durables


Pour améliorer l'esthétique, G-ænial est **rapide et facile à polir** avec une surface lisse et brillante. Grâce à une résistance élevée à la fracture et à un faible module d'élasticité G-ænial est **résistant et flexible**. Les tensions, les forces occlusales et la propagation des fissures sont ainsi limitées. Les restaurations G-ænial sont également **durables** et résistent exceptionnellement bien à l'abrasion occlusale.

**G-ænial Anterior** offre 22 teintes et 3 opacités différentes.



- XBW: Extra Bleach White
- BW: Bleach White
- CV: Cervical
- CVD: Cervical Dark
- AE: Adult Enamel
- TE: Translucent Enamel
- SE: Senior Enamel
- IE: Incisal Enamel
- JE: Junior Enamel
- CVE: Cervical Enamel

**G-ænial Posterior** existe en 6 teintes et 2 opacités.



G-ænial est disponible en seringue et unitip.

